

KARTA GWARANCYJNA

Firma Astar ABR udziela Nabywcy gwarancji na **Aparat do magnetoterapii MagnerPlus**, zapewniając o dobrej jakości i sprawnym działaniu sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i Instrukcją Użytkownika.

§1 Zakres gwarancji

1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania umowy gwarancyjnej, jeżeli:
 - aparat MagnerPlus używany jest zgodnie z przeznaczeniem opisanym w Instrukcji Użytkownika.
 - aparat obsługiwany jest przez wykwalifikowany personel, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Instrukcji Użytkownika.
 - sieciowa instalacja zasilająca w pokoju zabiegowym spełnia warunki obowiązujących w tym względzie norm.
 - wszelkie naprawy, zmiany, rozszerzenia oraz kalibracje aparatu wykonywane są przez producenta lub autoryzowany serwis.
2. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, powstałe w okresie gwarancji określonym w §2.
3. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.
4. Gwarancji nie podlegają elementy wyposażenia podlegające naturalnemu zużyciu, tj. przewody przyłączeniowe, kable sieciowe, bezpieczniki.
5. Gwarancji nie podlegają:
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, itp.).
 - uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Użytkownika (np. upadek urządzenia).
 - uszkodzenia powstałe w transporcie w przypadku, kiedy Użytkownik przesyła urządzenie do naprawy innym spedytorem niż wskazany przez producenta.
 - uszkodzenia powstałe w transporcie w przypadku, kiedy Użytkownik nie przesyła urządzenia do naprawy w oryginalnym opakowaniu transportowym.

§2 Okres gwarancji

1. Okres gwarancji, liczony od daty sprzedaży, wynosi **24 miesiące**.
2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy gwarancyjnej, o ile Nabywca nie otrzymał na czas naprawy gwarancyjnej aparatu zastępczego.
3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy dostarczonego sprzętu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania.

§3 Postępowanie gwarancyjne

1. Nabywca, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, zobowiązany jest skontaktować się z serwisem Astar ABR w celu ustalenia optymalnego sposobu wykonania naprawy. W okresie gwarancji wszelkie naprawy urządzenia wykonuje serwis firmowy Astar ABR. Siedziba serwisu:

SERWIS Astar ABR
Ul. Strażacka 81,
43-382 Bielsko-Biała
tel. (033) 829 24 45, fax (033) 829 24 41
email: serwis@astar-abr.com.pl
(poniedziałek – piątek 8.00-16.00)

2. W okresie gwarancji, w przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, producent pokrywa koszty przesłania urządzenia do serwisu oraz po naprawie z powrotem do użytkownika, jeżeli przesyłka zrealizowana zostanie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez serwis Astar ABR. W przypadku realizacji przesyłki innym spedytorem koszty przesyłki pokrywa Nabywca.
3. Razem z aparatem do serwisu powinny zostać dostarczone:
 - a. Wypełniona i podpisana przez Nabywcę Karta Gwarancyjna.
 - b. Rejestr okresowych przeglądów technicznych.
4. W przypadku stwierdzenia wad urządzenia uniemożliwiających jego użytkowanie w zakresie określonym Instrukcją Użytkownika w przeciągu 7 dni od daty otrzymania, nabywcy przysługuje prawo wymiany aparatu na nowy, wolny od wad.
5. Nabywca ma prawo wymiany aparatu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonano czterech napraw, a sprzęt mimo tego nadal nie funkcjonuje prawidłowo.
6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego, tzn. jeżeli do serwisu dostarczone zostało sprawne urządzenie, Nabywca obowiązany zostanie kosztami transportu oraz testowania sprzętu.

§4 Oświadczenie Nabywcy

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję jej warunki.

Data i podpis Nabywcy:

§5 Dane urządzenia

nr seryjny: 02/N1/A0

Data sprzedaży: 30.07.2014

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

RONOMED Sp. J.
Michał Nowak, Mariusz Romian
ul. Solskiego 44, 52-416 Wrocław
tel. 71 346 18 86, tel./fax 71 337 57 16
www.ronomed-pl.com, www.ronomed-spa.pl
REGON 160339042
KRS 0000760373

ASTAR ABR S.J.
A. Jędrzejowski, R. Dziendziel
43-382 BIELSKO-BIAŁA ul. Strażacka 81
tel. +48 33 829 24 40
fax +48 33 829 24 41
NIP 547-10-19-510

Adnotacje napraw serwisowych:

1	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
2	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
3	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
4	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
5	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI 5 LAT

1. Każdy aparat sprzedawany przez firmę ASTAR jest zaopatrzony w Kartę Gwarancyjną określającą szczegółowo warunki udzielanej gwarancji.
2. Gwarancja 60 miesięcy obowiązuje na aparaty sprzedane od dnia 01.02.2012 r.
3. Gwarancją 60. miesięczną obejmowane są wyłącznie aparaty produkowane przez firmę ASTAR na wymienionych niżej warunkach:
 - 3.1 Aparat został zakupiony bezpośrednio u producenta lub u Autoryzowanego Dystrybutora (lista Autoryzowanych Dystrybutorów poniżej).
 - 3.2 Aparat został zakupiony i jest serwisowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 - 3.3 Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane są w Serwisie Fabrycznym lub w jednym z Autoryzowanych Serwisów (aktualna lista jest dostępna pod adresem www.astar.eu, w zakładce serwis).
 - 3.4 Wszelkie okresowe przeglądy techniczne wykonywane są co roku, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w Instrukcji Użytkowania aparatu (w pełnym zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa), w Serwisie Fabrycznym lub w jednym z Autoryzowanych Serwisów.
 - 3.5 Wszelkie wykonywane naprawy i przeglądy powinny być udokumentowane.
 - 3.6 Gwarancji na czas 60. miesięcy nie podlegają akcesoria (ujęte w cenniku), wyposażenie aparatu (ujęte w Instrukcji Użytkowania), generator fali uderzeniowej aparatu Impactis (tj. kompresor, system przewodów pneumatycznych, zawory, aplikator fali uderzeniowej) oraz pompa wytwarzająca podciśnienie w urządzeniu do terapii podciśnieniowej Avaco.
4. W przypadku nie stosowania się do powyższych warunków obowiązują zasady opisane w Karcie Gwarancyjnej.

Lista Autoryzowanych Dystrybutorów

HAS-MED/Bielsko-Biała	MEDEIR/Lubsko
ARSMED/Bydgoszcz	ADVERTI/Łódź
MARKU MEDICAL/Częstochowa	TECHMED/Olsztyn
TECHNOMEX/Gliwice	REHABMED/Opole
GRYFMED/Gryfice	ELECPOL/Poznań
KINESIS/Iwonicz Zdrój	RAFOMED/Poznań
MEDEM/Katowice	ACTIMED/Rurzyca
BARDO-MED/Kraków	ELMEDICO/Sadlno
KONSULTMED/Kraków	ERES MEDICAL/Tomaszowice
REHA PLUS/Kraków	PEM MEDIC/Warszawa
EKOMEDICA/Zabierzów k. Krakowa	RONOMED/Wrocław
ZAMED/Kołobrzeg	APPARATUS/Wrocław
MEDEN INMED/Koszalin	ADJOMED/Wrocław
ARIES/Krosno	

Adnotacje napraw serwisowych:

1	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
2	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
3	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
4	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
5	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:

KARTA GWARANCYJNA

Firma Astar ABR udziela Nabywcy gwarancji na **Kozetkę rehabilitacyjną**, zapewniając o dobrej jakości i sprawnym działaniu sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją Użytkownika aparatu MagnerPlus lub MagnerLT.

§1 Zakres gwarancji

1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania umowy gwarancyjnej, jeżeli:
 - kozetka używana jest zgodnie z przeznaczeniem opisanym w Instrukcji Użytkownika aparatu MagnerPlus lub MagnerLT.
 - aparat MagnerPlus lub MagnerLT, aplikatory szpulowe oraz kozetka obsługiwane są przez wykwalifikowany personel, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Instrukcji Użytkownika.
 - sieciowa instalacja zasilająca w pokoju zabiegowym spełnia warunki obowiązujących w tym względzie norm.
 - wszelkie naprawy, zmiany, rozszerzenia wykonywane są przez producenta lub autoryzowany serwis.
2. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, powstałe w okresie gwarancji określonym w §2.
3. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.
4. Gwarancji nie podlegają:
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, itp.).
 - uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Użytkownika (np. obciążenie zagłówka nadmiernym ciężarem, uszkodzenia tapicerki powstałe wskutek oddziaływania ostrymi przedmiotami).
 - uszkodzenia powstałe w transporcie w przypadku, kiedy Użytkownik przesyła kozetkę do naprawy innym spedytorem niż wskazany przez producenta.

§2 Okres gwarancji

1. Okres gwarancji, liczony od daty sprzedaży, wynosi **12 miesięcy**.
2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy gwarancyjnej, o ile Nabywca nie otrzymał na czas naprawy gwarancyjnej kozetki zastępczej.
3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy dostarczonego sprzętu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania.

§3 Postępowanie gwarancyjne

1. Nabywca, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, zobowiązany jest skontaktować się z serwisem Astar ABR w celu ustalenia optymalnego sposobu wykonania naprawy. W okresie gwarancji wszelkie naprawy wykonuje serwis firmowy Astar ABR. Siedziba serwisu:

SERWIS Astar ABR
Ul. Strażacka 81,
43-382 Bielsko-Biała
tel. (033) 829 24 45, fax (033) 829 24 41
email: serwis@astar-abr.com.pl
(poniedziałek – piątek 8.00-16.00)

2. W okresie gwarancji, w przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, producent pokrywa koszty przesłania kozetki do serwisu oraz po naprawie z powrotem do użytkownika, jeżeli przesyłka zrealizowana zostanie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez serwis Astar ABR. W przypadku realizacji przesyłki innym spedytorem koszty przesyłki pokrywa Nabywca.
3. Razem z kozetką do serwisu powinna zostać dostarczona wypełniona i podpisana przez Nabywcę Karta Gwarancyjna.
4. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających użytkowanie kozetki w zakresie określonym Instrukcją Użytkownika aparatu MagnerPlus w przeciągu 7 dni od daty otrzymania, nabywcy przysługuje prawo wymiany kozetki na nową, wolną od wad.
5. Nabywca ma prawo wymiany kozetki na nową, jeżeli w okresie gwarancji dokonano czterech napraw, a sprzęt mimo tego nadal nie funkcjonuje prawidłowo.
6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego, tzn. jeżeli do serwisu dostarczona została kozetka bez wad, Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz testowania sprzętu.

§4 Oświadczenie Nabywcy

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję jej warunki.


Data i podpis Nabywcy:

§5 Dane urządzenia

nr seryjny: 05/01/10

Data sprzedaży: 30.07.2012

Pieczęć i podpis sprzedawcy:


RONOMED Sp. J.
Michał Nowak, Mariusz Romian
ul. Solskiego 44, 52-416 Wrocław
tel. 71 346 18 86, tel./fax 71 337 57 16
www.ronomed.pl, www.ronomed-spa.pl
NIP 7543011655, REGON 160339042
KRS 0000360373

ASTAR ABR S.J.
A. Jędrzejowski, R. Dziendziel
43-382 BIELSKO-BIAŁA ul. Strażacka 81
tel. +48 33 829 24 40
fax +48 33 829 24 41
NIP 547-10-19-510

Adnotacje napraw serwisowych:

1	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
2	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
3	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
4	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
5	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:

KARTA GWARANCYJNA

Firma Astar ABR udziela Nabywcy gwarancji na **Aplikator pola magnetycznego**, zapewniając o dobrej jakości i sprawnym działaniu sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i Instrukcją Użytkownika aparatu MagnerPlus lub MagnerLT.

§1 Zakres gwarancji

1. Producent zobowiązuje się do przestrzegania umowy gwarancyjnej, jeżeli:
 - aplikator pola magnetycznego używany jest zgodnie z przeznaczeniem opisany w Instrukcji Użytkownika aparatu MagnerPlus lub MagnerLT.
 - aparat MagnerPlus lub MagnerLT i aplikator pola magnetycznego obsługiwany jest przez wykwalifikowany personel, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Instrukcji Użytkownika.
 - sieciowa instalacja zasilająca w pokoju zabiegowym spełnia warunki obowiązujących w tym względzie norm.
 - wszelkie naprawy, zmiany, rozszerzenia oraz kalibracje wykonywane są przez producenta lub autoryzowany serwis.
2. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, powstałe w okresie gwarancji określonym w §2.
3. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancyjnym.
4. Gwarancji nie podlegają elementy wyposażenia podlegające naturalnemu zużyciu, tj. przewody przyłączeniowe.
5. Gwarancji nie podlegają:
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, itp.).
 - uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Użytkownika (np. upadek).
 - uszkodzenia powstałe w transporcie w przypadku, kiedy Użytkownik przesyła urządzenie do naprawy innym spedytorem niż wskazany przez producenta.
 - uszkodzenia powstałe w transporcie w przypadku, kiedy Użytkownik nie przesyła urządzenia do naprawy w oryginalnym opakowaniu transportowym.

§2 Okres gwarancji

1. Okres gwarancji, liczony od daty sprzedaży, wynosi **24 miesiące**.
2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy gwarancyjnej, o ile Nabywca nie otrzymał na czas naprawy gwarancyjnej aplikatora zastępczego.
3. Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy dostarczonego sprzętu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania.

§3 Postępowanie gwarancyjne

1. Nabywca, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, zobowiązany jest skontaktować się z serwisem Astar ABR w celu ustalenia optymalnego sposobu wykonania naprawy. W okresie gwarancji wszelkie naprawy urządzenia wykonuje serwis firmowy Astar ABR. Siedziba serwisu:

SERWIS Astar ABR
Ul. Strażacka 81,
43-382 Bielsko-Biała
tel. (033) 829 24 45, fax (033) 829 24 41
email: serwis@astar-abr.com.pl
(poniedziałek – piątek 8.00-16.00)

2. W okresie gwarancji, w przypadku uzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, producent pokrywa koszty przesłania urządzenia do serwisu oraz po naprawie z powrotem do użytkownika, jeżeli przesyłka zrealizowana zostanie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez serwis Astar ABR. W przypadku realizacji przesyłki innym spedytorem koszty przesyłki pokrywa Nabywca.
3. Razem z aplikatorem do serwisu powinna zostać dostarczona wypełniona i podpisana przez Nabywcę Karta Gwarancyjna.
4. W przypadku stwierdzenia wad urządzenia uniemożliwiających jego użytkowanie w zakresie określonym Instrukcją Użytkownika w przeciągu 7 dni od daty otrzymania, nabywcy przysługuje prawo wymiany aplikatora na nowy, wolny od wad.
5. Nabywca ma prawo wymiany aplikatora na nowy, jeżeli w okresie gwarancji dokonano czterech napraw, a sprzęt mimo tego nadal nie funkcjonuje prawidłowo.
6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego, tzn. jeżeli do serwisu dostarczony został sprawny aplikator, Nabywca obciążony zostanie kosztami transportu oraz testowania sprzętu.

§4 Oświadczenie Nabywcy

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję jej warunki.

Data i podpis Nabywcy:

§5 Dane urządzenia

Typ aplikatora szpulowego: **CSF-60**

nr seryjny: **05/01/40**

Data sprzedaży: **30.03.2014**

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

RONOMED Sp. J.
Michał Nowak, Mariusz Romian
ul. Sołskiego 44, 52-416 Wrocław
tel. 71 346 18 86, tel./fax 71 337 57 16
www.ronomed.pl, www.rondmed-spa.pl

ASTAR ABR S.J.
A. Jędrzejowski, R. Dziendziel
43-382 BIELSKO-BIAŁA ul. Strażacka 81
tel. +48 33 829 24 40
fax +48 33 829 24 41
NIP 547-10-19-510

Adnotacje napraw serwisowych:

1	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
2	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
3	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
4	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:
5	Data przyjęcia:	Data naprawy:
Opis uszkodzenia:		
Termin gwarancji przedłużono do:		Podpis:

ASTAR.	Protokół pokontrolny Inspection report	Aparat do magnetoterapii/ Magnetotherapy unit MagnerPlus Klasa/safety class: I Typ/type: BF
	PP-MP	
Sprzęt pomiarowy: MULTITESTER CE METREL MI2094	Badanie bezpieczeństwa elektrycznego Electrical safety tests PN-EN60601-1 / EN60601-1	SN: 02/NA/AD Data/Date: 08 07 2014

Mierzona wielkość / Measured parameter	Uwagi / Remarks	Limit	Wartość zmierzona / Result of the measurement
Max pobór mocy czynnej Max active power consumption	2Hz, prostokąt/rectangular kanał / channel A: kanał / channel B:	500W	213 W
Max pobór mocy pozornej Max apparent power consumption	2Hz, prostokąt/rectangular kanał / channel A: kanał / channel B:	700VA	305 VA
Prąd upływu uziomowy Earth leakage current	SN, NC	<0,5mA	0,03 mA
	SPU, SFC	<1mA	0,05 mA
Prąd upływu obudowy Touch leakage current	SN, NC	<0,1mA	0,006 mA
	SPU, SFC	<0,5mA	0,003 mA
Rezystancja uziomu Impedance of protective earth connection	I _{test} =25A	<0,2Ω	0,102 Ω
Wytrzymałość elektryczna izolacji Dielectric strength	sieć – obudowa sterownika mains – unit casing	1500V	zgodny conforming
	sieć – obudowa aplikatora szpulowego mains – solenoid applicator casing	4000V	zgodny conforming
	obudowa sterownika – obudowa aplikatora szpulowego unit casing – solenoid applicator casing	1500V	zgodny conforming

SN – stan normalny, SPU – stan pojedynczego uszkodzenia
NC – normal condition, SFC – single fault condition

Wynik testu / Test result: **zgodny, conforming / niezgodny, non-conforming**

Wynik testu uznaje się za zgodny, jeżeli wszystkie wyniki są pozytywne.
General test result is conformed, if all particular test results are positive.

Testy przeprowadził: **Artur Śleziński**
Tests performed by: _____

Podpis: _____
Signature: Śleziński

